

Сфокусируйтесь на здоровье
пациентов – с остальным поможет



ИГЛЫ ГУБЕРА



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ



ИГЛЫ ГУБЕРА




Предназначены для безопасного забора и переливания крови, проведения химиотерапии, болюсных инъекций через имплантируемые порт-системы.


- Отсутствие силиконового покрытия иглы сводит к минимуму риск «обратного выхода» из мембраны порта.

- Особая заточка среза и форма длинного острия иглы для безболезненного прохождения через кожу и силиконовую мембрану порт-системы без её повреждения.

- Широкий размерный ряд для проведения инъекций и инфузий различным категориям пациентов (в зависимости от индекса массы тела).



ИГЛЫ ГУБЕРА ПРЯМЫЕ СТАНДАРТНЫЕ




Дают возможность промывать порт-системы и проводить болюсные инъекции.

- ✓ Материал изготовления трубки иглы и среза — высококачественная нержавеющая сталь, обеспечивающая безопасное проникновение в силиконовую мембрану порта.
- ✓ Цветовая кодировка павильона в зависимости от диаметра иглы помогает быстро идентифицировать размер.

REF	Размер иглы, G	Длина иглы, мм	Упаковка (инд./гр./тр.)
0256-ММ640-20	20	40	1/100/1000



ИГЛЫ ГУБЕРА ИЗОГНУТЫЕ С КРЫЛЬЯМИ И УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ



Используются для длительных инфузий.

- ✓ Материал изготовления трубки иглы и среза — высококачественная нержавеющая сталь, обеспечивающая безопасное проникновение в силиконовую мембрану порта.
- ✓ Мягкие крылья для надёжного закрепления иглы на мембране порт-системы.
- ✓ Цветовая кодировка крыльев в зависимости от диаметра иглы для удобной идентификации размера.
- ✓ Трубка-удлинитель с зажимом для удобной работы одной рукой.

Размерный ряд

REF	Размер иглы, G	Длина иглы, мм	Длина удлинителя, см	Упаковка (инд./гр./тр.)
0256-M1820-19	19	20	21	1/50/250
0256-M1825-19	19	25	21	1/50/250
0256-M1815-20	20	15	21	1/50/250
0256-M1820-20	20	20	21	1/50/250
0256-M1825-20	20	25	21	1/50/250
0256-M1815-22	22	15	21	1/50/250
0256-M1820-22	22	20	21	1/50/250
0256-M1832-22	22	32	21	1/50/250



АльфаМедЭкс