

Сфокусируйтесь на здоровье
пациентов – с остальным поможет



СТРУНЫ- ПРОВОДНИКИ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ

СТРУНЫ-ПРОВОДНИКИ




Предназначены для формирования рабочего канала и создания направляющей для манипуляций на верхних мочевыводящих путях.

- ✓ Поставляются в диспенсере для защиты струны при транспортировке, хранении и для удобной эксплуатации при использовании.

- ✓ Коннектор Luer диспенсера соединяется со шприцем, что позволяет вводить раствор для активации покрытия проводника внутри диспенсера.

- ✓ Струны из нитинола поставляются на выбор с гидрофильным или ПТФЭ-покрытием.

- ✓ Медицинские изделия имеют разную степень жёсткости для оптимального решения в каждом клиническом случае.




АльфаМедЭкс

Урология

Безопасный доступ в мочевыводящие пути
/ Кожухи для доступа в мочеточник



СТРУНЫ-ПРОВОДНИКИ СТАЛЬНЫЕ




- ✓ Сердечник из нержавеющей стали, расположенный внутри проводника, придает жёсткость струне для лучшей манёвренности в мочеточнике.
- ✓ ПТФЭ-покрытие проводников за счёт своих скользящих свойств снижает трение струны о слизистую оболочку ткани.
- ✓ Гибкий дистальный кончик не повреждает стенку мочеточника и ткань почки при установке струны.
- ✓ Оптимальная длина гибкого кончика не позволяет излишне сворачиваться дистальной части струны, что обеспечивает улучшенное преодоление сложных препятствий в верхних мочевыводящих путях.

Размерный ряд

REF	Размер, " (дюйм)	Длина, см	Тип наконечника	Тип струны	Упаковка (инд./гр./тр.)
WSGW-035-150	0,035"	150	прямой	ПТФЭ-покрытие	1/5/50

СТРУНЫ-ПРОВОДНИКИ НИТИНОВЫЕ



- Нитиновый сердечник, расположенный внутри проводника, обеспечивает максимальную гибкость струны, исключая риски залама изделия и обеспечивая наилучшую маневренность.
- Гидрофильное покрытие обеспечивает минимальную силу трения при установке струны-проводника, что позволяет преодолевать сложные препятствия в мочеточнике и снижать риск повреждения слизистых.
- Цветные полосы нитиновой струны-проводника «Зебра» улучшают эндоскопическую визуализацию при оперативном вмешательстве.

Размерный ряд

REF	Размер, " (дюйм)	Длина, см	Тип наконечника	Тип струны	Упаковка (инд./гр./тр.)
WNGW-035-150-H	0,035"	150	прямой	С гидрофильным покрытием	1/5/50
WNGW-035-150-Z	0,035"	150	прямой	«Зебра»	1/5/50



АльфаМедЭкс