

Сфокусируйтесь на здоровье
пациентов – с остальным поможет



НАБОРЫ С ТРУБКОЙ ГАСТРОСТОМИЧЕСКОЙ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ



НАБОРЫ С ТРУБКОЙ ГАСТРОСТОМИЧЕСКОЙ

Gentec® STOMA

M E D E R E N

Предназначены для длительного кормления пациентов, которые получают питание через гастростому (непосредственно в желудок), при невозможности получать его перорально.

- ✓ Материал изготовления трубок — силикон, снижает риск возникновения раздражения и аллергических реакций при длительном стоянии.


- ✓ Рентгеноконтрастные полосы по всей длине изделия позволяют контролировать положение трубки.

- ✓ Различные модификации гастростомических трубок обуславливают оптимальный выбор в конкретных клинических ситуациях:

- Чрескожные эндоскопические — для первичной постановки;
- Баллонные — для замены ранее установленных трубок.

Наборы с трубкой гастростомической

Чрескожной эндоскопической (PEG)



Баллонной

Стандартной (длинной)



Низкопрофильной (кнопочной)



НАБОРЫ С ТРУБКОЙ ГАСТРОСТОМИЧЕСКОЙ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ (PEG)

Gentec® STOMA

MEDEREN




АльфаМедЭкс

Анестезия и реанимация


Гастроэнтерология / Наборы с трубкой
гастростомической

Наборы

MINI



PREMIUM




Предназначены для чрескожной (перкутанной) эндоскопической установки гастростомы методом PULL.

- ✓ Внешний фиксатор с вентилируемыми отверстиями обеспечивает надежную фиксацию с минимальным риском раздражения кожи.
- ✓ Внутрижелудочный силиконовый диск в виде полусферы снижает риск возникновения бампер-синдрома.



НАБОРЫ С ТРУБКой ГАСТРОСТОМИЧЕСКОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭНДСКОПИЧЕСКОЙ MINI

**Gentec** STOMA


Минимально необходимая комплектация для постановки гастростомы и обеспечения дальнейшего энтерального питания.

Состав набора

1. Трубка гастростомическая питательная PULL (PEG) для перкутанной эндоскопической установки
2. Коннектор для питания
3. Коннектор Луер Лок для питания
4. Кольцо фиксирующее
5. Зажим для трубки
6. Проводник для установки
7. Игла проводника

REF	Размер, Fr	Упаковка (инд./гр./тр.)
0314-MGM-20	20	1/5/20

НАБОРЫ С ТРУБКой ГАСТРОСТОМИЧЕСКОЙ
 ПИТАТЕЛЬНОЙ ЧРЕСКОЖНОЙ
 ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ PREMIUM



Максимально полная комплектация для экономии времени
 и повышения удобства при подготовке и установке гастростомы.

Состав набора

1. Трубка гастростомическая питательная PULL (PEG) для перкутанной эндоскопической установки	10. Игла 19G
2. Коннектор для питания	11. Ножницы
3. Коннектор Луер Лок для питания	12. Зажим гемостатический
4. Кольцо фиксирующее	13. Смазка водорастворимая
5. Зажим для трубки	14. Нетканые салфетки 10*10
6. Проводник для установки	15. Нетканые салфетки 5*5 с разрезом
7. Игла проводника	16. Шприц 10 мл.
8. Петля для извлечения	17. Скальпель одноразовый №11
9. Игла 25G	18. Простыня хирургическая с отверстиями

REF	Размер, Fr	Упаковка (инд./гр./тр.)
0314-MGP-20	20	1/5/20



АльфаМедЭкс

Анестезия и реанимация

Гастроэнтерология / Наборы с трубкой
 гастростомической



НАБОРЫ С ТРУБКой ГАСТРОСТОМИЧЕСКОЙ БАЛЛОННОЙ СТАНДАРТНОЙ

Gentec STOMA**MEDEREN**

- ✓ Раздуваемый силиконовый баллон для надежной и атравматичной фиксации изделия.
- ✓ Дополнительный порт для введения лекарственных средств.
- ✓ Цветовая кодировка для быстрого определения размера питательной трубки.

Состав набора

1. Трубка гастростомическая питательная
2. Кольцо фиксирующее

Размерный ряд

REF	Размер, Fr	Цветовая кодировка	Упаковка (инд./гр./тр.)
0313-MG-12	12	□	1/20/200
0313-MG-14	14	■	1/20/200
0313-MG-16	16	■	1/20/200
0313-MG-18	18	■	1/20/200
0313-MG-20	20	■	1/20/200

НАБОРЫ С ТРУБКой ГАСТРОСТОМИЧЕСКОЙ
 БАЛЛОННОЙ НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ



- Низкопрофильное строение гастростомической трубки обеспечивает более комфортный и подвижный образ жизни пациенту в сравнении со стандартными баллонными трубками.
- Наборы с коннекторами «ENFit®» совместимы с изделиями для энтерального питания в соответствии с ISO 80369-3.

Состав набора

1. Трубка гастростомическая питательная низкопрофильная
2. Проводник
3. Нетканые салфетки 10*10
4. Смазка водорастворимая

Удлинительные трубки
 в вариантах исполнения:

5. Болюсная с зажимом
6. Болюсная «ENFit®» с зажимом
7. Y-образная с зажимом
8. Y-образная «ENFit®» с зажимом

Шприцы в вариантах
 исполнения:

9. Шприц 20 мл.
10. Шприц 20 мл. «ENFit®»
11. Шприц 10 мл.

Размерный ряд

REF	Размер, Fr	Длина, см	Удлинительная трубка				Шприц			Упаковка (инд./гр./тр.)
			5	6	7	8	9	10	11	
0314-MLGK-1415	14	1,5	✓		✓		✓	✓		1/-/20
0314-MLGK-1620	16	2,0	✓		✓		✓	✓		
0314-MLGK-1620E	16	2,0		✓		✓		✓	✓	
0314-MLGK-1835	18	3,5	✓		✓		✓	✓		
0314-MLGK-2020	20	2,0	✓		✓		✓	✓		



АльфаМедЭкс