

Сфокусируйтесь на здоровье
пациентов – с остальным поможет



НАБОРЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ

НАБОРЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ



Применяются для введения готовой питательной смеси в желудочно-кишечный тракт пациента.

- ✓ Прозрачный материал изготовления для лёгкого визуального контроля содержимого.


- ✓ Роликовый зажим и камера визуального контроля для точного дозирования и регулирования скорости введения питательной смеси.

- ✓ Отсутствие латекса и фталатов в материале изготовления для гарантии безопасного и гипоаллергенного использования изделий.





НАБОРЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ГРАВИТАЦИОННЫЕ




- Модели с мешком снабжены карманом для термоконтейнера, позволяющего охлаждать или подогревать питание.

Размерный ряд


REF	Объем ёмкости, мл	Упаковка (инд./гр./тр.)
0313-M017-05	500	1/-/30
0313-M017-10	1000	1/-/30
0313-M017-12	1200	1/-/30

НАБОРЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ С ПОМОЩЬЮ НАСОСА



- ✓ В трубку интегрирована силиконовая вставка для работы с механизмами модульных инфузионных систем (насосов, помогающих вводить энтеральное питание).
- ✓ Мешок снабжён карманом для термоконтейнера, позволяющего охлаждать или подогревать питание.

REF	Объём ёмкости, мл	Упаковка (инд./гр./тр.)
0313-M016-10	1000	1/-/30





АльфаМедЭкс