

Сфокусируйтесь на здоровье
пациентов – с остальным поможет



НАБОРЫ ДЛЯ НАДЛОБКОВОЙ ЦИСТОСТОМИИ




ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ



НАБОРЫ ДЛЯ НАДЛОБКОВОЙ ЦИСТОСТОМИИ



Предназначены для временного или постоянного дренирования мочевого пузыря через катетер, установленный в надлобковой области (цистостому), методом надлобковой пункции.

- ✓ Полная комплектация наборов для надлобковой цистостомии обеспечивает ускоренный процесс установки катетера и повышает уровень рабочего комфорта для специалиста.
- ✓ Наличие скальпеля в наборе позволяет делать небольшой надрез во время манипуляции с целью облегчения прохождения катетера.
- ✓ В зависимости от вида цистостомы представлены вариации катетеров:

Катетер J-образный (пигтейл):

- материал изготовления — полиуретан, биосовместимый с внутренней средой организма, позволяет устанавливать изделие до 90 дней;
- внутренний просвет катетера максимально соответствует внешнему диаметру изделия, что позволяет лучше отводить мочу с патологическими примесями.

Катетеры Фолея:

- материал изготовления — силикон, снижает риски раздражения тканей, обеспечивает низкую скорость инкрустации и образования биоплёнок на изделии;
- баллон, расположенный на дистальном конце катетера, раздувается при помощи шприца для надёжной фиксации в мочевом пузыре.

НАБОРЫ ДЛЯ НАДЛОБКОВОЙ ЦИСТОСТОМИИ METALCYST



Предназначены для быстрой установки цистостомы в экстренной ситуации.

- Троакар-канюля изготовлена из нержавеющей стали с острой заточкой для эффективного доступа к мочевому пузырю даже в случае плотных кожных покровов.

Состав наборов

Тип урологического катетера	Катетер с J-образным наконечником	Катетер Фолея двухходовой силиконовый
1. Троакар-канюля расщепляющаяся	✓	✓
2. Коннектор для мочеприёмника	✓	—
3. Скальпель	✓	✓
4. Фиксирующая муфта	✓	—
5. Трёхходовой краник	✓	—

Размер катетера, Ch/Fr	Катетер с J-образным наконечником	Катетер Фолея двухходовой силиконовый	Упаковка (инд./гр./гр.)
10	CYS-10-J-12	—	
12	—	CYS-12-SF-12	1/-/10
14	CYS-14-J-12	CYS-14-SF-12	



НАБОРЫ ДЛЯ НАДЛОБКОВОЙ ЦИСТОСТОМИИ PLASTICYST



Изделия предназначены для безопасной установки надлобкового мочевого дренажа:

- пластиковая оболочка хорошо удерживает рабочий канал при выполнении цистостомии;
- расширитель с металлическим троакаром бережно прокалывает и расширяет ткани во время прокола.

- ✓ Пирамидальная заточка троакара легко и атравматично проникает внутрь мочевого пузыря.
- ✓ Пластиковая троакар-канюля имеет широкий просвет, что позволяет первично устанавливать катетеры большого диаметра в случае клинической необходимости.

Состав наборов

Тип урологического катетера	Катетер с J-образным наконечником	Катетер Фолея двухходовой силиконовый
1. Троакар-канюля расщепляющаяся	✓	✓
2. Коннектор для мочеприёмника	✓	—
3. Скальпель	✓	✓
4. Фиксирующая муфта	✓	—
5. Трёхходовой краник	✓	—

Наборы с катетером J-образным

REF	Размер катетера, Ch/Fr	Упаковка (инд./гр./тр.)
CYST-10-J	10	1/-/10
CYST-1225-JM-B	12	1/10/80
CYST-1425-JM-B	14	1/10/80
CYST-1625-JM-B	16	1/10/80

Наборы с катетером Фолея

REF	Размер катетера, Ch/Fr	Упаковка (инд./гр./тр.)
CYST-10-SF-B	10	1/1/40
CYST-12-SF	12	1/-/10
CYST-12-SF-B	12	1/1/40
CYST-14-SF-B	14	1/1/40
CYST-16-SF-B	16	1/-/40
CYST-18-SF	18	1/-/10
CYST-18-SF-B	18	1/1/40



АльфаМедЭкс