

Сфокусируйтесь на здоровье
пациентов – с остальным поможет



КОЖУХИ для доступа в мочеточник



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ

КОЖУХИ ДЛЯ ДОСТУПА В МОЧЕТОЧНИК




Предназначены для формирования рабочего канала при хирургических вмешательствах на мочеточнике, что обеспечивает безопасное прохождение урологических инструментов с минимальным травмированием слизистых и снижает риск повреждения эндоскопического оборудования.

- ✓ Изделие выполнено из рентгеноконтрастного материала (полиамид), что обеспечивает точную визуализацию во время оперативного вмешательства при рентгенографии.
- ✓ Конусовидный конец внутреннего расширителя кожуха позволяет бережно раздвигать ткани при установке в мочеточник, обеспечивая минимальное повреждение слизистых оболочек.

- ✓ Гидрофильное покрытие изделия создаёт минимальную силу трения между слизистыми и внешней поверхностью кожуха, обеспечивая низкий риск повреждений тканей при работе внутри мочевыводящей системы.
- ✓ Градуированная шкала вдоль изделия позволяет визуально контролировать глубину введения, обеспечивая дополнительный контроль положения кожуха.
- ✓ Ирригация жидкости по просвету кожуха обуславливает чёткую эндоскопическую картину в течение всего периода проводимой операции.

С поворотным замком






КОЖУХИ ДЛЯ ДОСТУПА В МОЧЕТОЧНИК С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОМ



- ✓ Фиксатор с поворотным замком исключает вероятность непреднамеренного отсоединения расширителя от кожуха во время установки изделия.
- ✓ Материал изготовления кожуха — полиамид, который обладает термопластичными свойствами, что обеспечивает наилучшую гибкость изделия для преодоления препятствий и анатомических изгибов мочеточника.

Размерный ряд

REF	Размер (расширитель/ кожух), Fr	Эффективная длина, см	Упаковка (инд./гр./тр.)
UASW-10-12-35-H	10/12	35	1/5/50
UASW-10-12-45-H	10/12	45	1/5/50
UASW-12-14-35-H	12/14	35	1/5/50
UASW-12-14-45-H	12/14	45	1/5/50





АльфаМедЭкс