


ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ

КАТЕТЕРЫ ТИПА ФОГАРТИ









- Закруглённый атравматичный дистальный конец уменьшает вероятность повреждения сосудов при введении катетера.
- Металлическая струна придаёт дополнительную жёсткость катетеру и обеспечивает его лёгкое продвижение по сосуду, исключая повышенную гибкость при введении.


- Метки с шагом 10 см по всей длине катетера дают возможность безошибочно определять глубину во время продвижения по сосуду, позволяя правильно позиционировать катетер.
- Универсальный коннектор по типу Luer-Lock гарантирует герметичное присоединение шприца для раздувания баллона, помогая проводить процедуру без риска смещения шприца.
- Рентгеноконтрастное вещество по всей длине катетера облегчает постановку под рентгеноконтролем.



0

КАТЕТЕРЫ ТИПА ФОГАРТИ ДЛЯ ЭМБОЛЭКТОМИИ





Два вида длины катетера позволяют удалять свежие и мягкие эмболы в артериальной системе как верхних, так и нижних конечностей.


- Дополнительный канал двухпросветных катетеров помогает орошать сосуд необходимым лекарственным средством.
- Двухходовой краник в конструкции дополнительного канала способствует облегчённой ручной регулировке интенсивности вводимого лекарственного вещества.
- Мягкий закруглённый кончик рабочей части позволяет минимизировать повреждения эндотелия сосуда при введении катетера и его эвакуации.
- Отерильные медицинские изделия для однократного применения.

Размерный ряд

	Размер, Fr		Объём баллона*, мл		Упаковка (инд./гр.)
		Одноп	оосветные		
1421-ME1L2-60	2	60	0,05		1/10
1421-ME1L2-80	2	80	0,05		1/10
1421-ME1L3-80	3	80	0,2		1/10
1421-ME1L4-80	4	80	0,75		1/10
1421-ME1L5-80	5	80	1,5		1/10
1421-ME1L6-80	6	80	2,0		1/10
1421-ME1L7-80	7	80	2,5	_	1/10
1421-ME1L8-80	8	80	3,0		1/10
		Двухпр	оосветные		
1421-ME2L4-80	4	80	0,75		1/10
1421-ME2L5-60	5	60	1,5		1/10
1421-ME2L5-80	5	80	1,5		1/10
1421-ME2L6-80	6	80	2,0		1/10
1421-ME2L7-80	7	80	2,5	_	1/10

КАТЕТЕРЫ ТИПА ФОГАРТИ ДЛЯ ТРОМБЭКТОМИИ





Катетер предназначен для удаления свежих мягких тромбов в венозной системе.

- © Сверхмягкий кончик катетера обладает гибкостью, что позволяет вводить его с большей манёвренностью, снижая риск непреднамеренного травмирования эндотелия при постановке.
- Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

REF			Объём баллона*, мл	Цвет	Упаковка (инд./гр.)
1421-MT6-80	6	80	1,5		1/10

*Наполняется раствором натрия хлорида!

