

Сфокусируйтесь на здоровье
пациентов – с остальным поможет



КАТЕТЕРЫ ТИПА ФОГАРТИ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ

КАТЕТЕРЫ ТИПА ФОГАРТИ




Применяются преимущественно в сосудистой хирургии для разжижения и удаления тромбов и эмболов из кровеносных сосудов, а также временной остановки кровотечения.

- ✓ Материал исполнения баллона — латекс, обеспечивает повышенную мягкость, снижая риск непреднамеренного повреждения эндотелия сосуда при манипуляциях.
- ✓ Закруглённый атравматичный дистальный конец уменьшает вероятность повреждения сосудов при введении катетера.
- ✓ Металлическая струна придаёт дополнительную жёсткость катетеру и обеспечивает его лёгкое продвижение по сосуду, исключая повышенную гибкость при введении.
- ✓ Метки с шагом 10 см по всей длине катетера дают возможность безошибочно определять глубину во время продвижения по сосуду, позволяя правильно позиционировать катетер.
- ✓ Универсальный коннектор по типу Luer-Lock гарантирует герметичное присоединение шприца для раздувания баллона, помогая проводить процедуру без риска смещения шприца.
- ✓ Рентгеноконтрастное вещество по всей длине катетера облегчает постановку под рентгеноконтролем.

Катетеры типа Фогарти для эмболэктомии

Однопросветные




АльфаМедЭкс

Хирургия

Операции хирургические /
Катетеры типа Фогарти



КАТЕТЕРЫ ТИПА ФОГАРТИ ДЛЯ ЭМБОЛЕКТОМИИ



Два вида длины катетера позволяют удалять свежие и мягкие эмболы в артериальной системе как верхних, так и нижних конечностей.

- ✓ Мягкий закруглённый кончик рабочей части позволяет минимизировать повреждения эндотелия сосуда при введении катетера и его эвакуации.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

Размерный ряд

REF	Размер, Fr	Длина, см	Объем баллона*, мл	Цвет	Упаковка (инд./гр.)
Однопросветные					
1421-ME1L3-80	3	80	0,2	■	1/10
1421-ME1L4-80	4	80	0,75	■	1/10
1421-ME1L5-80	5	80	1,5	□	1/10
1421-ME1L6-80	6	80	2,0	■	1/10
1421-ME1L7-80	7	80	2,5	■	1/10

*Наполняется раствором натрия хлорида!



АльфаМедЭкс