

Сфокусируйтесь на здоровье
пациентов – с остальным поможет



ВОЗДУХОВОДЫ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ


ВОЗДУХОВОДЫ



Применяются для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей на реанимационном и догоспитальном этапах.

- ✓ Ограничительная пластина служит для препятствия чрезмерно глубокому введению воздуховода.

- ✓ Отсутствие латекса в материале изготовления для уменьшения риска возникновения аллергических реакций.
- ✓ Стерильная упаковка для применения у пациентов в состояниях различной степени тяжести, в том числе у детей грудного и младшего возраста.





ВОЗДУХОВОДЫ ОРОФАРИНГЕАЛЬНЫЕ ГВЕДЕЛА



- ✓ Корпус из полиэтилена для обеспечения оптимальной жёсткости при введении.
- ✓ Прикусной вкладыш с цветовой кодировкой для предотвращения блокировки воздуховода и быстрой идентификации его размера.
- ✓ Трубка и вкладыш плотно совмещены друг с другом без использования каких-либо склеивающих материалов для исключения риска случайного отделения блоков.
- ✓ Широкий размерный ряд от 00 до 6 с соответствующей длиной изделия для использования в неонатологии, педиатрии и взрослой практике.

Размерный ряд

REF	Размер	Длина, мм	Цвет вкладыша	Упаковка (инд./гр./тр.)
0125-M610-05	00	50	■	1/50/500
0125-M610-06	0	60	■	1/50/500
0125-M610-07	1	70	□	1/50/500
0125-M610-08	2	80	■	1/50/500
0125-M610-09	3	90	■	1/50/500
0125-M610-10	4	100	■	1/30/300
0125-M610-11	5	110	■	1/30/300
0125-M610-12	6	120	■	1/30/300



- ✓ Материал изготовления — термопластичный ПВХ — для размягчения при температуре тела и минимизации риска травмирования слизистой оболочки.
- ✓ Гибкая трубка с косым срезом на дистальном конце для лёгкой и безопасной установки.
- ✓ Ограничительное кольцо на проксимальном конце для исключения смещения изделия внутрь носового хода.
- ✓ Широкий размерный ряд от 3,5 до 8 мм в соответствии с внутренним диаметром для разных возрастных групп пациентов.
- ✓ Чёткая и несмываемая маркировка размера на трубке для лёгкой идентификации диаметра.

Размерный ряд

REF	Внутренний диаметр, мм	Упаковка (инд./гр./тр.)
0125-M630-35	3,5	1/10/100
0125-M630-40	4	1/10/100
0125-M630-45	4,5	1/10/100
0125-M630-50	5	1/10/100
0125-M630-55	5,5	1/10/100
0125-M630-60	6	1/10/100
0125-M630-65	6,5	1/10/100
0125-M630-70	7	1/10/100
0125-M630-75	7,5	1/10/100
0125-M630-80	8	1/10/100



АльфаМедЭкс