

Сфокусируйтесь на здоровье  
пациентов – с остальным поможет



# КЛИПАППЛИКАТОРЫ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ



# КЛИПАПЛИКАТОРЫ



Инструменты предназначены для наложения клипс на кровеносные сосуды, протоки и трубчатые органы.

- ✓ Вращение штока на 360° позволяет осуществлять удобное подведение клипсы к сосуду, обеспечивая максимальную манёвренность при лигировании.
- ✓ Рукоятка клиппапplikатора с упором для пальцев способствует правильной постановке руки, снижая риск выскальзывания изделия в ходе манипуляций.



# КЛИПАППЛИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ



- ✓ Предустановленный картридж в конструкции клипаппликатора не требует дополнительных манипуляций при лигировании, обеспечивая комфортную работу специалиста.
- ✓ Две модификации диаметра штока (5 мм, 10 мм) помогают подбирать клипаппликатор индивидуально под клинический случай с возможностью применения изделий при минилапароскопии.
- ✓ Материал изготовления клипс в картридже — биоинертный титан, который минимизирует риск их врастания в ткани, уменьшая вероятность возникновения послеоперационных осложнений.
- ✓ Окно-индикатор располагается на рукоятке клипаппликатора и позволяет определять количество оставшихся клипс после совершаемых манипуляций, помогая проводить операции безошибочно.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

## Размерный ряд

REF	Диаметр штока, мм	Размер клипс	Количество клипс в штоке, шт.	Упаковка (инд./гр./тр.)
CD16ML5	5	ML	16	1/5/20
CD20ML10	10	ML	20	1/5/20
CD20L10	10	L	20	1/5/20



## КЛИПАППЛИКАТОРЫ МНОГОРАЗОВЫЕ





















- ✓ Материал изготовления клиппаппликаторов — высококачественная нержавеющая сталь — обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям и агрессивным факторам, обеспечивая длительный срок эксплуатации.
- ✓ Цветокodировка поворотного колеса соответствует маркировке картриджей клипс, делая процесс удобным и понятным для специалиста.
- ✓ Промывной канал помогает очищать изделие даже при обильном загрязнении браншей, позволяя обрабатывать и дезинфицировать инструмент в соответствии со всеми требованиями безопасности.
- ✓ Дополнительный изгиб браншей на 20° облегчает доступ к сосуду, улучшая видимость в месте наложения клипс.
- ✓ Два варианта длины штока (стандартный 330 мм, удлинённый 450 мм) позволяют подобрать необходимый клиппаппликатор для пациентов с различной весовой категорией, что даёт возможность использовать изделия в бариатрии.
- ✓ Два варианта исполнения (литые, разборные) обуславливают возможность подбора клиппаппликатора с привычным способом стерилизации для вашего ЛПУ.
- ✓ Нестерильные медицинские изделия для многократного использования.

### Клиппаппликаторы многоразовые



## Размерный ряд клипаппликаторов многоразовых

REF	Длина штока вместе с браншами, мм	Размер клипс	Угол браншей	Совместим с клипсами	Цветокодировка	Диаметр штока, мм	Комплектация	Упаковка (инд./тр.)
CPE33M/20	330	M	20°	Полимерными		5,3	Односоставной	1/20
CPE33M2	330	M	–	Полимерными		5,3	Двухсоставной	1/20
CPE33ML	330	ML	–	Полимерными		5,3	Односоставной	1/20
CPE45L	450	L	–	Полимерными		10	Односоставной	1/6
CPE33L2	330	L	–	Полимерными		10	Двухсоставной	1/20
CPE33L2/20	330	L	20°	Полимерными		10	Двухсоставной	1/20
CPE33L3	330	L	–	Полимерными		10	Трёхсоставной	1/20
CPE33XL	330	XL	–	Полимерными		10	Односоставной	1/20
CPE45XL2	450	XL	–	Полимерными		10	Двухсоставной	1/6
CPE33XL3	330	XL	–	Полимерными		10	Трёхсоставной	1/20
CTE33S2	330	S	–	Титановыми		5,3	Двухсоставной	1/20
CTE33M2	330	M	–	Титановыми		10	Двухсоставной	1/10
CTE45M2	450	M	–	Титановыми		10	Двухсоставной	1/6
CTE33ML2	330	ML	–	Титановыми		10	Двухсоставной	1/10
CTE45ML2	450	ML	–	Титановыми		10	Двухсоставной	1/6
CTE33ML3	330	ML	–	Титановыми		10	Трёхсоставной	1/20
CTE33L2	330	L	–	Титановыми		10	Двухсоставной	1/10
CTE45L2	450	L	–	Титановыми		10	Двухсоставной	1/6

## Совместимость многоразовых клипаппликаторов с полимерными клипсами

REF Клипаппликатора	REF Клипс	Предпочтительно применимы на структурах, мм
CPE33M/20	CP-M	2-7
CPE33M2		
CPE33ML	CP-L	3-10
CPE45L		
CPE33L2		
CPE33L2/20		
CPE33L3		
CPE33XL	CP-XL	7-16
CPE45XL2		
CPE33XL3		

## Совместимость многоразовых клипаппликаторов с титановыми клипсами

REF Клипаппликатора	REF Клипс	Предпочтительно применимы на структурах, мм
CTE33S2	CT-S	0,2-1,2
CTE33M2	CT-M	0,8-2,0
CTE45M2		
CTE33ML2		
CTE45ML2	CT-ML	2,0-3,2
CTE33ML3		
CTE33L2	CT-L	2,8-6,0
CTE45L2		





АльфаМедЭкс