

Сфокусируйтесь на здоровье  
пациентов – с остальным поможет



# ТРОАКАРЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ

# ТРОАКАРЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ



Применяются для создания эндоскопического доступа с сохранением герметичности кожных покровов.

- ✓ Наличие троакаров с различной модификацией длины (короткие, стандартные, длинные) позволяет подобрать необходимую длину изделия для пациентов с разной толщиной брюшной стенки.
- ✓ Ребристая канюля эндоскопических троакаров обеспечивает лучшее сцепление троакара с тканями при постановке, помогая надёжно зафиксировать троакар в троакарной ране.

- ✓ Двойная система мембран в крышке канюли предотвращает десуффляцию в течение всего периода операции, способствуя извлечению и смене погружаемых инструментов без риска нарушения герметичности внутри брюшной полости.
- ✓ Баллонные троакары позволяют осуществлять двойную фиксацию с дополнительной герметизацией троакарной раны, снижая расширение её краёв в ходе операции.



ТРОАКАРЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ  
С ЛЕЗВИЕМ

- ✓ Лезвие с двусторонней заточкой позволяет быстро и легко вводить троакар в полость, помогая ускорить регенерацию троакарной раны.
- ✓ Индикатор защиты лезвия на крышке стилета исключает повторную активацию лезвия, предотвращая непреднамеренное повреждение внутренних органов и сосудов.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

## Размерный ряд

REF	Диаметр, мм	Длина, мм	Фиксация в ране	Тип мембраны	Упаковка (инд./гр./тр.)
<b>Троакары Volkmann</b>					
1850-V5MB	5	100	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/60
1850-V5MBRB	5	100	Кольцо и баллон	Стандартная	1/5/60
1850-V11MB	11	100	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/60
1850-V12MBRB	12	100	Кольцо и баллон	Стандартная	1/5/60
1850-V12MB	12	100	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/60
1850-V12LB	12	150	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/30
<b>Троакары Volkmann линейки MODERN</b>					
1850-VTB5-100	5	100	Рёбристая канюля	Раздвигаемая	1/10/80
1850-VTB10-100	10	100	Рёбристая канюля	Раздвигаемая	1/10/80
1850-VTB12-100	12	100	Рёбристая канюля	Раздвигаемая	1/10/80

## ТРОАКАРЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ БЕЗ ЛЕЗВИЯ



- ✓ Конусообразный наконечник с двумя билатеральными лопастями по бокам помогает бережно раздвигать ткани, обеспечивает рассечение тканей с меньшей травматизацией.
- ✓ 3-миллиметровые троакары за счёт малого размера минимизируют риск образования послеоперационных осложнений.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

### Размерный ряд

REF	Диаметр, мм	Длина, мм	Фиксация в ране	Тип мембраны	Упаковка (инд./гр./тр.)
<b>Троакары Volkmann</b>					
1850-V3S	3	75	Рёбристая канюля	Стандартная	1/20/160
1850-V5M	5	100	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/60
1850-V5MBR	5	100	Кольцо и баллон	Стандартная	1/5/60
1850-V11M	11	100	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/60
1850-V12MBA	12	100	Гель-анкер и баллон	Стандартная	1/5/60
1850-V12MBR	12	100	Кольцо и баллон	Стандартная	1/5/60
1850-V12M	12	100	Рёбристая канюля	Стандартная	
1850-V15M	15	100	Рёбристая канюля	Стандартная	1/10/60
<b>Троакары Volkmann линейки MODERN</b>					
1850-VT5-100	5	100	Рёбристая канюля	Раздвигаемая	1/10/80
1850-VT10-100	10	100	Рёбристая канюля	Раздвигаемая	1/10/80
1850-VT12-100	12	100	Рёбристая канюля	Раздвигаемая	1/10/80

ТРОАКАРЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ  
ОПТИЧЕСКИЕ

- ✓ Дополнительное отверстие в стилете оптических троакаров позволяет вводить первичный троакар с установленной в него камерой, минимизируя риск повреждений тканей и органов в ходе совершаемых манипуляций.
- ✓ Прозрачный кончик оптических троакаров помогает визуализировать все слои брюшной стенки при погружении, защищая от непреднамеренного повреждения тканей и способствуя быстрому постоперационному восстановлению пациента.
- ✓ Оптические троакары с рукояткой пистолетного типа позволяют специалисту стабильно фиксировать руку, снижая риск смещения троакара при постановке.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

## Размерный ряд

REF	Диаметр	Длина	Фиксация в ране	Тип мембраны	Упаковка (инд./гр./тр.)
<b>Троакары Volkmann</b>					
1850-V5SO	5	75	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/60
1850-V5MO	5	100	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/60
1850-V10MBOR	10	100	Кольцо и баллон	Стандартная	1/5/60
1850-V11SO	11	75	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/60
1850-V11MO	11	100	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/60
1850-V12SO	12	75	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/60
1850-V12MO	12	100	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/60
1850-V12LO	12	150	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/30
<b>Троакары Volkmann линейки MODERN</b>					
1850-VTO5-100	5	100	Рёбристая канюля	Раздвигаемая	1/10/80
1850-VTO10-100	10	100	Рёбристая канюля	Раздвигаемая	1/10/80
1850-VTO12-100	12	100	Рёбристая канюля	Раздвигаемая	1/10/80

## ТРОАКАРЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ХАССОНА



Округлый наконечник

- ✓ Округлая форма наконечников троакаров Хассона позволяет предотвращать повреждение внутренних органов и тканей, что обеспечивает безопасную постановку троакаров при спаечной болезни.
- ✓ Возможность регулирования длины канюли помогает зафиксировать троакар у пациентов с разной толщиной брюшной стенки, в том числе и у тучных.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

### Размерный ряд

REF	Диаметр, мм	Длина, мм	Фиксация в ране	Тип мембраны	Упаковка (инд./гр./тр.)
1850-V10MНBR	10	100	Гель-анкер и баллон	Стандартная	1/5/60
1850-V12MНBA	12	100	Гель-анкер и баллон	Стандартная	1/5/60
1850-V12MНBR	12	100	Гель-анкер и баллон	Стандартная	1/5/60
1850-V15MН	15	100	Спиральная канюля	Стандартная	1/5/60



## ТРОАКАРЫ ТОРАКАЛЬНЫЕ



- ✓ Спиральная канюля торакальных троакаров обеспечивает большее сцепление троакара с тканью, способствуя его стабильной фиксации в ране.
- ✓ Мягкая канюля изделий снижает вероятность повреждения межрёберных нервов при введении троакара в полость, делая процесс доступа менее травматичным.
- ✓ Треугольная форма крышки троакара снабжена скошенными концами, позволяя удобно позиционировать руку перед постановкой и помогая вводить троакар с минимальным риском ошибки.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

## Размерный ряд

REF	Длина	Диаметр, мм	Упаковка (инд./гр./тр.)
1850-VTT5-S	Короткий	5	1/10/80
1850-VTT10-S	Короткий	10	1/10/80
1850-VTT12-S	Короткий	12	1/10/80



Снабжены двумя кнопками, которые расположены по бокам троакара и дают возможность регулировать просвет двустворчатой мембраны, исключая риск её повреждения при погружении изделий с острой рабочей частью.

Троакары Volkmann оснащены двумя видами мембран:

- ✓ Двойной стандартной: лепестковая и двустворчатая, благодаря которым предотвращается десуффляция (удаление нагнетённого воздуха).
- ✓ Двойной усовершенствованной: со стандартной конструкцией и дополнительно встроенной абсорбирующей поверхностью, которая очищает шток при удалении или смене используемых инструментов.



АльфаМедЭкс