



REF	Размер	Длина и диаметр, мм	Канюля Аспирационная	Шприц 5 мл	Пленка фиксирующаяся	Простыня	Салфетки марлевые x 5	Спонж x2	Игла направляющая	Пластырь	Цвет
Игла Quincke											
1875Q	18Gx3"	1,2x75	•	•	•	•	•	•	•	•	■
1890Q	18Gx3½"	1,2x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
1990Q	19Gx3½"	1,0x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2075Q	20Gx3"	0,87x75	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2090Q	20Gx3½"	0,87x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2190Q	20Gx3½"	0,82x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2240Q	22Gx1½"	0,7x40	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2275Q	22Gx3"	0,7x75	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2290Q	22Gx3½"	0,7x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
22120Q	22Gx4¾"	0,7x120	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2390Q	23Gx3½"	0,63x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2490Q	24Gx3½"	0,57x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2575Q	25Gx3"	0,52x75	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2590Q	25Gx3½"	0,52x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2590QG	25Gx3½"	0,52x90	•	•	•	•	•	•	20Gx1½"	•	■
25103QG	25Gx4"	0,52x103	•	•	•	•	•	•	20Gx1½"	•	■
25120QG	25Gx4¾"	0,52x120	•	•	•	•	•	•	20Gx1½"	•	■
2690Q	26Gx3½"	0,45x120	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2690QG	26Gx3½"	0,45x90	•	•	•	•	•	•	21Gx1½"	•	■
26103QG	26Gx4"	0,45x103	•	•	•	•	•	•	21Gx1½"	•	■
26120QG	26Gx4¾"	0,45x120	•	•	•	•	•	•	21Gx1½"	•	■
2790Q	27Gx3½"	0,41x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2790QG	27Gx3½"	0,41x90	•	•	•	•	•	•	21Gx1½"	•	■
27103QG	27Gx4"	0,41x103	•	•	•	•	•	•	22Gx1½"	•	■
27120QG	27Gx4¾"	0,41x120	•	•	•	•	•	•	22Gx1½"	•	■
2990Q	29Gx3½"	0,33x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2990QG	29Gx3½"	0,33x90	•	•	•	•	•	•	22Gx1½"	•	■
29120QG	29Gx4¾"	0,33x90	•	•	•	•	•	•	22Gx1½"	•	■
Игла Pencil Point											
2290P	22Gx3½"	0,7x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2290PG	22Gx3½"	0,7x90	•	•	•	•	•	•	18Gx1½"	•	■
2390P	23Gx3½"	0,63x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2490P	24Gx3½"	0,57x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2590P	25Gx3½"	0,52x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2590PG	25Gx3½"	0,52x90	•	•	•	•	•	•	20Gx1½"	•	■
25103PG	25Gx4"	0,52x103	•	•	•	•	•	•	20Gx1½"	•	■
25120PG	25Gx4¾"	0,52x120	•	•	•	•	•	•	20Gx1½"	•	■
2690P	26Gx3½"	0,45x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2690PG	22Gx3½"	0,45x90	•	•	•	•	•	•	21Gx1½"	•	■
26103PG	26Gx4"	0,45x103	•	•	•	•	•	•	21Gx1½"	•	■
2790P	27Gx3½"	0,41x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2790PG	27Gx3½"	0,41x90	•	•	•	•	•	•	21Gx1½"	•	■
27103PG	27Gx4"	0,41x103	•	•	•	•	•	•	21Gx1½"	•	■
27120PG	27Gx4¾"	0,41x120	•	•	•	•	•	•	21Gx1½"	•	■
2990P	29Gx3½"	0,33x90	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2990PG	29Gx3½"	0,33x90	•	•	•	•	•	•	22Gx1½"	•	■
Игла Atrau											
2590ATG	25Gx3½"	0,52x90	•	•	•	•	•	•	20Gx1½"	•	■
25100ATG	25Gx4"	0,52x100	•	•	•	•	•	•	20Gx1½"	•	■
2650AT	26Gx2"	0,45x50	•	•	•	•	•	•	•	•	■
2688ATG	26Gx3½"	0,45x88	•	•	•	•	•	•	21Gx1½"	•	■
26100ATG	26Gx4"	0,45x100	•	•	•	•	•	•	21Gx1½"	•	■



MEDEREN® Neotech Ltd.
Narakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, 6777016.
Ph.: +97233760773
www.mederen.com • info@mederen.com



Компания АЛЬФАМЕДЭКС® — официальный дистрибьютор продукции MEDEREN® на территории РФ
197022 г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 5, тел.: +7 (812) 627-21-41
115093 г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 19/37 стр. 4, тел.: +7 (499) 350-85-81
www.alfamedex.ru • info@alfamedex.ru



НАБОРЫ ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ

- + Три варианта кончика спинальных игл: Quincke, Pencil Point и Atrau
- + Основные и дополнительные компоненты в одном наборе для удобства проведения процедуры
- + Стерильные, для одноразового применения



Набор для спинальной анестезии Mederen® используется для введения анестетика в субарахноидальное пространство с целью обезболивания при проведении операций на нижних конечностях, брюшной и грудной полостях и органах малого таза.

Иглы для спинальной анестезии

- + Три варианта исполнения в зависимости от типа заточки иглы: Quincke, Pencil Point, Atrau
- + Игла из высокопрочной хирургической стали
- + Павильон из прозрачного пластика для быстро определения обратного тока ликвора
- + Пластиковое основание стилета и место соединения павильона с иглой имеют соответствующее цветовое кодирование
- + Каждая игла снабжена предохранительным колпачком из бесцветного материала

Quincke (Квинке)

- + Двойная заточка с коротким вторичным срезом



Pencil Point (Пенсил Пойнт)

- + Коническая форма острия



Atrau (Атрау)

- + Трехгранная заточка острия



Направляющая игла

- + Предназначена для прохождения плотных тканей и придания необходимого направления спинальной игле, полностью предотвращая ее контакт с кожей
- + Имеет цветовое кодирование места соединения трубки иглы и павильона
- + Внутренний диаметр направляющей иглы соответствует внешнему каналу спинальной иглы, что снижает риск случайного повреждения тканей



Канюля аспирационная с фильтром

- + Для однократного забора жидкого лекарственного средства из многодозовых контейнеров
- + Размер иглы 18G×1½" (1,2×8 мм)
- + Размер пор фильтра 0,5±0,01 мкм



Шприц 5 мл, Luer (Луер)

- + Предназначен для введения местного анестетика
- + Открытый конец цилиндра имеет упоры для пальцев, обеспечивающие устойчивость



Простыня нетканая 75×75 см

- + Используется в качестве подстилочного материала для изделий перед началом процедуры



Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70×80 см

- + Предназначена для изоляции места процедуры



Спонж

- + Для обработки места процедуры антисептическими растворами



Салфетка марлевая 7,5×7,5 см

- + Для наложения стерильных повязок



Пластырь

- + Наносится на место прокола

