

Сфокусируйтесь на здоровье  
пациентов – с остальным поможет



# КОЖНЫЕ СТЕПЛЕРЫ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ


# КОЖНЫЕ СТЕПЛЕРЫ

## Кожные степлеры одноразовые

35 скоб



Прозрачная шкала  
для определения  
количества  
оставшихся скоб



Кожный степлер используется для закрытия кожных ран. Обеспечивает ушивание кожных покровов механическим способом путём наложения скоб.

- ✓ Скобы изготовлены из нержавеющей стали, обладают высокими коррозионными свойствами, обеспечивая безопасность на протяжении всего периода заживления раны.
- ✓ Скобы в степлере имеют П-образную форму для надёжной фиксации на краях раны без риска смещения.
- ✓ На дистальном конце степлера расположена прозрачная шкала, которая позволяет безошибочно определять количество оставшихся скоб.
- ✓ Степлер поставляется со скобами. Количество скоб в степлере 35 — это оптимально для закрытия ран длиной от 10 до 25 см.
- ✓ Кожный степлер имеет эргономичную форму, которая позволяет удобно зафиксировать его в руке без риска выскальзывания.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

| REF       | Наименование   | Материал скоб     | Количество скоб | Высота закрытой скобы, мм | Упаковка (инд./гр./тр.) |
|-----------|----------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| 1847-V35W | Кожный степлер | Нержавеющая сталь | 35              | 7,4x4,5                   | 1/10/100                |





АльфаМедЭкс