

Сфокусируйтесь на здоровье  
пациентов – с остальным поможет



# СТИЛЕТЫ ДЛЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫХ ТРУБОК



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ

# СТИЛЕТЫ ДЛЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫХ ТРУБОК




Предназначены для облегчения постановки интубационных трубок.

Отсутствие латекса и фталатов в материале изготовления для гарантии безопасного и гипоаллергенного использования изделий.






## СТИЛЕТЫ ДЛЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫХ ТРУБОК СТАНДАРТНЫЕ




- ✓ Алюминиевый стержень придаёт трубке необходимую форму для её лёгкой установки.
- ✓ Покрытие из поливинилхлорида обладает низким коэффициентом трения, что позволяет легко вводить стилет в интубационную трубку и быстро извлекать его.
- ✓ Закруглённый дистальный конец без алюминиевого стержня для предупреждения травматизации мягких тканей при интубации.

### Размерный ряд

REF	Размер стилета, Fr	Диапазон соответствующих ЭТТ	Упаковка (инд./гр./тр.)
0125-M181-06	6	2,5-5,5	1/20/400
0125-M181-10	10	4,0-7,5	1/20/400
0125-M181-14	14	5,5-10	1/20/400




## СТИЛЕТЫ ДЛЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫХ ТРУБОК ПАРКЕР



- ✓ Изделие состоит из двух частей: струнной части с замком и корпуса с кнопкой.
- ✓ При нажатии на кнопку радиус изгиба трубки регулируется с помощью струны. Это позволяет менять кривизну стилета и самой трубки непосредственно по мере интубирования пациента.
- ✓ Цветокodировка стилета для быстрой идентификации размера изделия.

### Размерный ряд

REF	Размер трубки	Цвет	Упаковка (инд./гр./тр.)
0125-M182-50	5,0	■	1/25/100
0125-M182-60	5,5-6,0	■	1/25/100
0125-M182-70	6,5-7,0	■	1/25/100
0125-M182-80	7,5-8,0	■	1/25/100







АльфаМедЭкс