


ТРУБКИ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ

- + Манжета большого объема низкого давления обеспечивает герметичный контакт трубки с трахеей
- + Гладкий закругленный кончик снижает травматичность во время введения
- + Пилотный баллон обеспечивает контроль наполнения манжеты, имеет маркировку, соответствующую размеру трубки
- + Полноокружная маркировка глубины интубации облегчает визуальный контроль введения трубки



Трубка эндотрахеальная




REF	Размер	Цвет	REF	Размер	Цвет	REF	Размер	Цвет
С манжетой								
0125-M111-25	2,5	×	0125-M111-55	5,5	■	0125-M111-85	8,5	■
0125-M111-30	3,0	■	0125-M111-60	6,0	■	0125-M111-90	9,0	■
0125-M111-35	3,5	■	0125-M111-65	6,5	■	0125-M111-95	9,5	■
0125-M111-40	4,0	■	0125-M111-70	7,0	■	0125-M111-10	10,0	■
0125-M111-45	4,5	■	0125-M111-75	7,5	□			
0125-M111-50	5,0	■	0125-M111-80	8,0	□			
Без манжеты								
0125-M112-20	2,0	×	0125-M112-50	5,0	■	0125-M112-80	8,0	□
0125-M112-25	2,5	×	0125-M112-55	5,5	■	0125-M112-85	8,5	■
0125-M112-30	3,0	■	0125-M112-60	6,0	■	0125-M112-90	9,0	■
0125-M112-35	3,5	■	0125-M112-65	6,5	■	0125-M112-95	9,5	■
0125-M112-40	4,0	■	0125-M112-70	7,0	■	0125-M112-10	10,0	■
0125-M112-45	4,5	■	0125-M112-75	7,5	□			

Трубка эндотрахеальная с аспирационным каналом

- + Санация надманжеточного пространства является эффективным методом профилактики аспирационных пневмоний

REF	Размер	REF	Размер	REF	Размер
0125-M130-60	6,0	0125-M130-75	7,5	0125-M130-90	9,0
0125-M130-65	6,5	0125-M130-80	8,0		
0125-M130-70	7,0	0125-M130-85	8,5		



Стилет для эндотрахеальных трубок

- + Используется для придания трубке необходимой степени изгиба при трудной интубации, сохраняет заданную форму, исключает возможность смещения трубки



REF	Размер	Длина	Размер ЭТТ
0125-M181-06	CH/Fr 6	310	2,5-4,5 мм
0125-M181-10	CH/Fr 10	390	4,5-6,5 мм
0125-M181-14	CH/Fr 14	390	7,0-10,0 мм

Фиксатор для эндотрахеальных трубок

- + Применяется для закрепления трубки в заданном положении, предотвращая ее перемещения



REF	Размер	Раз мер ЭТТ	REF	Размер	Размер ЭТТ
0125-M183-01	XS	4.0-4.5 мм	0125-M183-04	L	7.0-7.5 мм
0125-M183-02	S	5.0-5.5 мм	0125-M183-05	XL	8.0-8.5 мм
0125-M183-03	M	6.0-6.5 мм	0125-M183-06	XXL	9.0-9.5 мм



MEDEREN® Neotech Ltd.

Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, 6777016.

Ph.: +97233760773

www.mederen.com • info@mederen.com



Компания АЛЬФАМЕДЭКС® – официальный дистрибьютор продукции MEDEREN® на территории РФ

197022 г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 5, тел.: +7 (812) 627-21-41

115093 г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 19/37 стр. 4, тел.: +7 (499) 350-85-81

www.alfamedex.ru • info@alfamedex.ru

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2017/6257 от 03.04.2018 г.

